

- Le même récipient multidoses ne doit pas être utilisé par plusieurs patients pour des raisons d'hygiène.
- Fermavisc® SafeDrop® 0,1% n'est pas adapté à une utilisation en monothérapie pour le traitement d'une infection oculaire. En cas de suspicion d'infection oculaire, veuillez consulter votre ophtalmologue.
- Veuillez consulter un médecin si vous constatez l'apparition d'effets indésirables.
- N'utilisez pas le collyre après la date de péremption. Celle-ci est indiquée sur chaque flacon SafeDrop® ainsi que sur l'étui cartonné.
- Si vos symptômes oculaires persistent pendant l'utilisation d'Fermavisc® SafeDrop® 0,1%, veuillez consulter votre ophtalmologue.

Comment utiliser Fermavisc® SafeDrop® 0,1%?

Réservé uniquement à l'usage externe sur l'œil.

Étape 1:

Avant la première utilisation des produits, veuillez documenter la date d'ouverture dans le champ prévu à cet effet sur l'étiquette du flacon. Retirez le capuchon protecteur avant chaque utilisation.

Étape 2:

Avant la première utilisation du flacon SafeDrop®, appuyez plusieurs fois sur le fond du flacon jusqu'à ce que la première goutte sorte. Tenez le flacon avec l'embout vers le bas comme indiqué sur l'image. Veuillez éviter tout contact entre l'embout et les doigts ou l'œil.

Étape 3:

Tenez le flacon comme indiqué sur l'illustration. Veillez à ce que le pouce soit placé sur la surface d'appui large, antidérapante et ronde.

Étape 4:

Penchez la tête en arrière (position de la nuque) et, avec votre main libre, tirez doucement la paupière inférieure pour l'éloigner de l'œil. Instillez une à deux gouttes d'Fermavisc® SafeDrop® 0,1% dans le cul-de-sac conjonctival de l'œil concerné, en actionnant une à deux fois le mécanisme de pompe. Veillez à maintenir le flacon en position verticale pendant l'opération. Fermez doucement les yeux pour que les gouttes d'Fermavisc® SafeDrop® 0,1% puissent se répartir uniformément sur la surface de l'œil.

Si vous n'êtes pas en mesure d'appliquer vous-même le collyre, veuillez demander de l'aide à quelqu'un.

Alternativement, en cas de port de lentilles de contact, appliquez une ou deux gouttes sur chaque lentille avant de les mettre en place sur vos yeux, au lieu d'instiller directement les gouttes dans vos yeux.

Veuillez refermer le flacon SafeDrop® avec le capuchon protecteur après utilisation. Conservez Fermavisc® SafeDrop® 0,1% dans l'étui cartonné pour protéger le contenu de la lumière.

Quelles sont la posologie et la durée d'utilisation d'Fermavisc® SafeDrop® 0,1%?

Utilisez Fermavisc® SafeDrop® 0,1% selon les besoins, ou selon les recommandations de l'ophtalmologue. Généralement, les adultes et les adolescents instillent 1 à 2 gouttes d'Fermavisc® SafeDrop® 0,1% dans le cul-de-sac conjonctival de chaque œil 3 fois par jour. Le produit peut aussi être utilisé pendant le port de lentilles de contact.

Fermavisc® SafeDrop® 0,1% convient pour une utilisation à long terme, mais comme pour toute autre affection, vous devez demander conseil à un ophtalmologue en cas de troubles de longue durée.

Avant d'associer Fermavisc® SafeDrop® 0,1% à d'autres collyres, veuillez demander à votre médecin ou à votre pharmacien.

Les emballages suivants sont disponibles:

Collyre en récipients SafeDrop® multidoses de 10 ml.

Quelles sont les consignes de conservation et d'élimination à respecter?

Conserver à une température comprise entre 5 °C et 25 °C. Protéger du gel et des rayons directs du soleil.

Veuillez conserver le produit hors de la portée et de la vue des enfants.

Après ouverture du flacon, Fermavisc® SafeDrop® 0,1% peut être utilisé pendant six mois.

Vous trouverez les indications sur le numéro de lot et la date de péremption sur le flacon et sur l'étui cartonné.

Fermavisc® SafeDrop® 0,1% peut être éliminé avec les ordures ménagères.

Dernière mise à jour: Février 2023

I Leggere attentamente queste informazioni - saranno utili per un uso corretto del collirio.

Collirio umettante per l'idratazione e la protezione della superficie oculare, con acido ialuronico.

Per un sollievo duraturo dalla sensazione di secchezza e da fastidi oculari dovuti all'ambiente, come bruciore, lacrimazione, e sensazione di corpo estraneo nell'occhio.

Soluzione sterile, senza fosfati, priva di conservanti.

Effetto benefico, ben tollerato e ad azione prolungata.

Adatto per tutti i tipi di lenti a contatto.

Che cos'è Fermavisc® SafeDrop® 0,1%?

Fermavisc® SafeDrop® 0,1% è un agente umettante sterile, privo di fosfati e di media viscosità nell'innovativo sistema SafeDrop®, un contenitore multidose senza conservanti sviluppato in collaborazione con OmniVision. Con l'aiuto del pratico e ampio supporto per le dita, può essere utilizzato in modo ottimale.

Fermavisc® SafeDrop® 0,1% contiene acido ialuronico a catena lunga e per una migliore e duratura idratazione della superficie oculare. **L'acido ialuronico** è una sostanza naturale presente anche nelle strutture dell'occhio umano e nel film lacrimale, ed è quindi particolarmente ben tollerato. È caratterizzato da un'elevata capacità di legare l'acqua, aderisce bene alla superficie oculare (proprietà mucoadesive) ed è viscoelastico. Quindi Fermavisc® SafeDrop® 0,1% inumidisce, umetta e protegge la superficie oculare, formando su di essa una pellicola umida uniforme, stabile e che aderisce a lungo. Fermavisc® SafeDrop® 0,1% è molto adatto in caso di bruciore, lacrimazione oculare e sensazione di sabbia negli occhi. Allevia a lungo la secchezza e i disturbi oculari da stress ambientale.

Fermavisc® SafeDrop® 0,1% è particolarmente adatto per mantenere umide le lenti a contatto. Questo migliora notevolmente il comfort d'uso delle lenti a contatto.

Composizione

Ialuronato di sodio (0,10%), sorbitolo, cloruro di sodio, citrato di sodio/acido citrico (tampone), acqua purificata.

Fermavisc® SafeDrop® 0,1% può essere utilizzato nelle seguenti indicazioni:

- secchezza oculare causata ad esempio dall'assunzione di medicinali.
- stress ambientale, ad esempio da aria condizionata, vento, freddo, aria secca o inquinamento atmosferico, ad es. da fumo di sigaretta.
- affaticamento e stress visivo causato da visione prolungata, ad esempio sullo schermo di un computer, al microscopio o in caso di lunghi viaggi in auto.
- sollecitazioni meccaniche, ad es. uso di lenti a contatto.

Quando non si deve utilizzare Fermavisc® SafeDrop® 0,1%?

- In caso di ipersensibilità (allergia) a uno degli eccipienti.

Per chi è adatto Fermavisc® SafeDrop® 0,1%?

- Adatto per l'uso negli adolescenti (dai 16 anni) e negli adulti.
- Non sono disponibili dati clinici sull'uso di Fermavisc® SafeDrop® 0,1% nelle donne in gravidanza, donne in allattamento e nei bambini. In caso di ulteriori domande, si rivolga al medico o al farmacista.

Quali effetti collaterali possono comparire quando si utilizza Fermavisc® SafeDrop® 0,1%?

In rari casi, possono comparire, subito dopo l'applicazione, sintomi transitori quali irritazione, ad es. prurito, arrossamento oculare, lieve bruciore o lacrimazione degli occhi, nonché reazioni allergiche locali, sensazione di corpo estraneo, formazione di crosticine nell'occhio e palpebre gonfie. Inoltre, dopo l'applicazione può comparire una transitoria compromissione dell'acuità visiva (visione offuscata). In questo caso, non guidare veicoli e non utilizzare macchinari. Si raccomanda di attendere il ripristino dell'acuità visiva normale.

Come vengono segnalati gli effetti collaterali?


Segnalare tutti gli episodi gravi comparsi in relazione al prodotto a OmniVision GmbH e all'autorità competente Swissmedic, Hallerstrasse 7, 3012 Bern, Svizzera.

Cosa si deve considerare in caso di sovradosaggio?

Fermavisc® SafeDrop® 0,1% non può essere sovradosato.

Quali precauzioni e avvertenze si devono osservare?

- Fermavisc® SafeDrop® 0,1% è destinato solo all'uso esterno sull'occhio e non deve essere preso per via orale.
- Fermavisc® SafeDrop® 0,1% deve essere utilizzato solo nelle indicazioni indicate.
- Non utilizzare se il contenitore multidose SafeDrop® è danneggiato.
- Non toccare l'occhio con la punta del contagocce, per evitare infezioni o lesioni oculari.



	Hersteller / Fabricant / Fabricante
	Herstellungsdatum / Date de fabrication / Data di fabbricazione
	Vor Sonneneinstrahlung und Hitze schützen / Protéger des rayons solaires et de la chaleur / Tenere lontano dalla luce solare, Proteggere dal calore
	Stérilisiert mit aseptischen Verfahren / Stérilisé à l'aide de procédés aseptiques / Sterilizzato utilizzando tecniche di fabbricazione asettiche
	Gebrauchsanweisung beachten / Lire la notice d'emballage / Consultare le istruzioni per l'uso
	Medizinprodukt / Dispositif médical / Dispositivo medico

	Bei beschädigter Verpackung nicht verwenden / Ne pas utiliser si l'emballage est endommagé / Non utilizzare se l'imballaggio non è integro
	Temperaturbegrenzung / Limites de température / Limite di temperatura
	Fertigungslosnummer, Charge / Numéro de lot de fabrication, lot / Codice del lotto, Numero lotto
	Verwendbar bis / Date limite d'utilisation / Data di scadenza
	Importeur / Importateur / Importatore
	Schweizer Bevollmächtigter / Mandataire suisse / Mandatario svizzero
	Produktidentifizierungsnummer / Numéro d'identification de produit / Numero di identificazione del prodotto
	Einfaches Sterilbarriersystem mit äusserer Schutzverpackung / Système de barrière stérile simple avec emballage de protection externe / Semplice sistema di barriera sterile con confezione esterna protettiva